

Шкафы медицинские Артинокс AT-S

ФСЗ 2010/06374

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, напольный, регулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 460×460×1850 / 920×460×1850 / 920×600×1850 / 920×600×2100 / 1200×600×1850 / 1200×600×2100 мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый / двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	460×460×1850 / 920×460×1850 / 920×600×1850 / 920×600×2100 / 1200×600×1850 / 1200×600×2100 мм

Дополнительные характеристики

Шкафы Артинокс серии AT-S.
Корпус: нержавеющая сталь.
Двери: 1/2 шт., распашные.
Полки: 4 шт.
Опоры: ножки 100 мм, с регулировкой высоты.

Габаритные размеры:

Артикул	Полки	Габариты	Двери	Примечание
AT-S11	4	920×600×2100	2	
AT-S12	4	1200×600×2100	2	
AT-S13	4	920×600×1850	2	
AT-S14	4	1200×600×1850	2	
AT-S15	4	920×460×1850	2	
AT-S16	4	920×600×1850	2	Двери со стеклом в алюминиевой рамке
AT-S17	4	1200×600×1850	2	Двери со стеклом в алюминиевой рамке
AT-S18	4	920×460×1850	2	Двери со стеклом в алюминиевой рамке
AT-S19	4	460×460×1850	1	Двери со стеклом в алюминиевой рамке
AT-S41	4	460×460×1850	1	Двери со стеклом в алюминиевой рамке , Лампа УФ облучения
AT-S42	4	920×460×1850	4	Двери со стеклом в алюминиевой рамке , Лампа УФ облучения