

Шкаф для эндоскопов Артинокс АТ-S43

ФСЗ 2010/06374

вмещает эндоскопов 4 шт., с УФ облучением,
сохранение асептики не определён, нержавеющая
сталь, с лотками

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	4 шт.
УФ облучение	Да
Срок сохранения асептики	не определён
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Материал	металл / стекло
Лотки	Да
Мощность	15 Вт
Размер	545×400×2000 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф для эндоскопов АТ-S43, Артинокс, Беларусь.

Корпус: нержавеющая сталь.
Двери: 1 распашная (рамка со стеклом). Лампа УФ облучения Philips 15Вт (1шт), лоток для сбора жидкости, держатель для 4 эндоскопов.
Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты.
Габаритные размеры: 545×400×2000 мм.