

Шкаф для эндоскопов «Медин»

ФСЗ 2011/11337

вмещает эндоскопов 8 шт., с УФ облучением,
сохранение асептики не определён, оцинкованная
сталь, с замком, с лотками, есть фильтр

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	8 шт.
УФ облучение	Да
Срок сохранения асептики	не определён
Характеристика материала	оцинкованная сталь
Материал	металл
Замок	Да
Лотки	Да
Фильтр	Да
Размер	600×600×2100 мм
Вес	130 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф для эндоскопов «Медин» одностворчатый изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной высококачественными экологически чистыми полимерными красками. Эндоскопы хранятся в вертикальном положении, как рекомендовано их производителями. Для предотвращения скручивания и изломов эндоскопов используется удобное навесное крепление с держателями их гибкой части.

Возможность открывания двери шкафа на 180° и наличие выдвижных кассет, есть вариант на выбор двери со стеклом и без. Наличие уплотнителя двери и ригельного замка обеспечивают герметичность и препятствуют проникновению пыли внутрь изделия. В нижней части камеры имеются два поддона для сбора дезинфектанта.

Медицинский шкаф для хранения эндоскопов оснащен медицинским облучателем-рециркулятором закрытого типа «Armed» СН211-115, в котором бактерицидный поток от безозоновых ламп распределяется внутри шкафа путем прокачки с помощью вентилятора через зону с источником ультрафиолетового облучения.