

Шкаф для хранения эндоскопов ШХЭ 2-2

ФСР 2011/12868

вмещает эндоскопов 2 шт., с УФ облучением,
сохранение асептики не определен, полимерное
покрытие, с замком, с лотками

Оптимех ОАО, Россия



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	2 шт.
УФ облучение	Да
Срок сохранения асептики	не определен
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Замок	Да
Лотки	Да
Размер	400×400×1700 мм
Вес	30 кг

Дополнительные характеристики

ШХЭ 2-2 - одностворчатый шкаф для хранения двух эндоскопов. Используется в различных отделениях ЛПУ где требуется применение эндоскопов.

Особенности:

- наличие двух кронштейнов для размещения эндоскопов;
- шкаф изготовлен из качественного листового железа;
- порошково-полимерное покрытие шкафа выдерживает частые обработки и дезинфекции;
- металлическая дверь оснащена смотровым окном;
- наличие замка для надежного хранения;
- наличие ручки двери в виде кнопки;
- наличие установленной в нижней части шкафа емкости для сбора жидкостей;
- объем шкафа 0.3 м³;
- шкаф поставляется в собранном виде, что позволяет немедленную эксплуатацию и снижает расходы на монтаж;

- не требует дополнительного обучения персонала;
- прост и понятен в использовании.