

Шкаф для хранения эндоскопов ШХЭ 2-4

ФСР 2011/12868

вмещает эндоскопов 4 шт., с УФ облучением,
сохранение асептики не определен, полимерное
покрытие, с замком, с лотками

Оптимех ОАО, Россия



Характеристики

Тип	двустворчатый
Вместимость эндоскопов	4 шт.
УФ облучение	Да
Срок сохранения асептики	не определен
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Замок	Да
Лотки	Да
Размер	650×400×1700 мм
Вес	37 кг

Дополнительные характеристики

ШХЭ 2-4 - двустворчатый шкаф для хранения четырех эндоскопов. Используется в различных отделениях ЛПУ где требуется применение эндоскопов. Двери металлические, оборудованы смотровыми стеклами, замком и ручками – кнопками.

Особенности:

- наличие четырех кронштейнов для размещения эндоскопов;
- корпус шкафа изготовлен из качественного листового железа;
- порошково-полимерное покрытие шкафа позволяет производить частые обработки и дезинфекции;
- наличие смотрового окна на каждой двери шкафа;
- наличие замков на каждой двери для надежного хранения;
- наличие ручек на дверях шкафа в виде кнопки;
- наличие установленной в нижней части шкафа емкости для сбора жидкостей;
- объем шкафа 0.45 м³;

- шкаф поставляется в собранном виде, что позволяет немедленную эксплуатацию и снижает расходы на монтаж;
- не требует дополнительного обучения персонала;
- прост и понятен в использовании.