

Шкаф для хранения эндоскопов ШХЭ 2-6

ФСР 2011/12868

вмещает эндоскопов 6 шт., с УФ облучением,
сохранение асептики не определен, полимерное
покрытие, с замком, с лотками

Оптимех ОАО, Россия



Характеристики

Тип	двустворчатый
Вместимость эндоскопов	6 шт.
УФ облучение	Да
Срок сохранения асептики	не определен
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Замок	Да
Лотки	Да
Размер	1000×400×1700 мм
Вес	46 кг

Дополнительные характеристики

ШХЭ 2-6 - двустворчатый шкаф для хранения шести эндоскопов. Широко используется в различных отделениях ЛПУ где необходимо применение эндоскопов. Двери металлические, оборудованы смотровыми стеклами, замком и ручками – кнопками. Имеется 6 крючков для подвеса эндоскопов. На дне шкафа имеются два поддона для сбора слизи.

Особенности:

- наличие шести кронштейнов для размещения и хранения эндоскопов;
- корпус шкафа изготовлен из качественного листового железа;
- порошково-полимерное покрытие шкафа позволяет часто дезинфицировать и обрабатывать поверхность;
- наличие смотрового окна на каждой двери шкафа;
- наличие замков на двери для надежного хранения;
- наличие ручек на дверях шкафа в виде кнопки;
- наличие установленных в нижней части шкафа емкостей для сбора жидкостей;
- объем шкафа 0.6 м³;
- шкаф поставляется в собранном виде;

- не требует дополнительного обучения персонала;
- прост и понятен в использовании.