

Шкаф для хранения гибких эндоскопов CLEAN CABI

ФСЗ 2012/12395

вмещает эндоскопов 4 / 8 шт., с системой продува,
сохранение асептики не определён, полимерное
покрытие, есть фильтр

Taiho Co. Ltd., Япония



Характеристики

Тип	двухстворчатый
Вместимость эндоскопов	4 / 8 шт.
Система продува	Да
Срок сохранения асептики	не определён
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Фильтр	Да

Дополнительные характеристики

CLEAN CABI представляет собой шкаф, предназначенный для хранения гибких эндоскопов. Прибор в обязательном порядке снабжен HEPA-фильтром. Хранить в данном шкафу можно эндоскопы, которые прошли предварительную процедуру стерилизации.

Особенности:

- изготовлены из стали SECC с покрытием, препятствующим коррозии;
- специальный HEPA-фильтр тонкой очистки. Уровень фильтрации составляет 99.99 %;
- интегрированный компрессор для сушки каналов эндоскопов нагнетаемым воздухом;
- система контроля степени загрязнения фильтра;
- индикатор открытых дверей;
- 2 варианта исполнения шкафов – на 4 и 8 эндоскопов;
- шкаф легко собирается и обрабатывается;
- компактные размеры.