

Шкаф медицинский Айболит ШМ-К

ФСР 2007/00393

закрытый, для документов / для картотек, материал металл, напольный, нерегулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 600×440×1080 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	картотечный
Назначение	для документов / для картотек
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	600×440×1080 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф картотечный ШМ-К с центральным замком.

Размеры: 600×440×1080 мм.

Особенности:

- шкаф медицинский с выдвижными ящиками предназначен для хранения карт пациентов;
- шкаф выполнен из стали толщиной 0.8 мм, сварная конструкция, полимерное покрытие;
- ящики медицинского шкафа выдвигаются на шариковых направляющих с фиксатором, ручка встроена в фасад;
- центральный замок, запирающий все ящики медицинского шкафа одновременно.