

Шкаф медицинский Артинокс AR-E11

ФСЗ 2010/06386

закрытый / витрина, для расходных материалов,
материал металл, напольный, нерегулируемые ножки,
без замка, без сейфа, размеры 500×500×1655 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×1655 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-E11 Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

Секции: 2 шт.

Верх: распашная дверь (рамка со стеклом), 5 полк из стекла.

Низ: распашная дверь (рамка со стеклом), 5 полк из стекла.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 500×500×1655.