

Шкаф для сушки и хранения эндоскопов SCOPE-STORE

РЗН 2015/2326

вмещает эндоскопов 5 / 6 / 8 / 10 шт., с системой продува, сохранение асептики 14 суток, полимерное покрытие, есть фильтр

LTE Scientific Ltd, Великобритания



Характеристики

Тип	двухстворчатый
Вместимость эндоскопов	5 / 6 / 8 / 10 шт.
Система продува	Да
Срок сохранения асептики	14 суток
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Фильтр	Да

Дополнительные характеристики

Шкаф для хранения гибких эндоскопов Scope-Store оснащены двойной системой фильтрации: каждая позиция размещения эндоскопа оснащена отдельным воздушным насосом. Насосы обеспечивают постоянное продувание каналов эндоскопа стерильным воздухом, прошедшее HEPA-фильтры. Внешняя поверхность эндоскопа и внутреннее пространство камеры обрабатываются воздухом также также пропущенным через HEPA-фильтры. Подача воздуха в насосы системы осуществляется встроенным воздушным компрессором. В шкафы Scope Store в зависимости от модели можно поместить от 5 до 10-ти эндоскопов различных производителей Karl Storz, Olympus, Pentax, Fujinon и др. Управление шкафом осуществляется посредством сенсорного экрана с использованием интуитивных меню. Различные уровни доступа в шкаф обеспечиваются с помощью паролей. Информация о хранении каждого эндоскопа распечатывается на чеке. Проходной вариант шкафа может использоваться в качестве разделительной перегородки между моечно-дезинфекционным помещением с одной стороны и кабинетом для манипуляций с другой стороны.