

Шкаф для сушки и хранения эндоскопов в асептических условиях  
ОП-4 / ОП 8

РЗН 2017/5775

вмещает эндоскопов 4 шт., с УФ облучением, с  
системой продува, сохранение асептики 10 суток,  
нержавеющая сталь

Тюменский завод медицинского оборудования и  
инструментов АО, Россия



Характеристики

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Тип                      | одностворчатый    |
| Вместимость эндоскопов   | 4 шт.             |
| УФ облучение             | Да                |
| Система продува          | Да                |
| Срок сохранения асептики | 10 суток          |
| Характеристика материала | нержавеющая сталь |
| Материал                 | металл            |

Дополнительные характеристики

**Шкафы для сушки и асептического хранения эндоскопов ОП 4 / ОП 8** – современные системы для сушки и хранения гибких эндоскопов, обеспечивающие контролируемый и отслеживаемый процесс сушки. Современные технологии гарантируют сохранение асептики эндоскопа до 10 дней.