

Шкаф для сушки и хранения эндоскопов Вариант 1.1.

ФСР 2010/08224

вмещает эндоскопов 1 шт., с УФ облучением,
сохранение асептики 7 суток, полимерное покрытие, с
замком, с лотками, таймер, внутреннее освещение

ИКЦ Вариант ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	1 шт.
УФ облучение	Да
Срок сохранения асептики	7 суток
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Замок	Да
Лотки	Да
Таймер	Да
Внутреннее освещение	Да
Размер	1850×500×500 мм

Дополнительные характеристики

Вариант 1.1. - одностворчатый с одним отделением и держателем, шкаф для хранения эндоскопов. Широко применяется в операционных, смотровых и многих других отделениях ЛПУ.

Особенности:

- наличие одного кронштейна для размещения эндоскопа;
- корпус шкафа изготовлен из металла;
- порошковое покрытие шкафа выдерживает частые обработки дезинфицирующими веществами;
- автоматическое включение бактерицидной лампы при закрытии двери;
- возможность комплектации дополнительными лампами позволяющими увеличить освещение шкафа при открытии дверей;
- уничтожение всех возможных болезнетворных бактерий во время хранения;
- ручной режим управления.