

Шкаф для сушки и хранения эндоскопов Вариант 2.4.

ФСР 2010/08224

вмещает эндоскопов 4 шт., с УФ облучением,  
сохранение асептики 7 суток, полимерное покрытие, с  
замком, с лотками, таймер, внутреннее освещение

ИКЦ Вариант ЗАО, Россия



Характеристики

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Тип                      | двустворчатый       |
| Вместимость эндоскопов   | 4 шт.               |
| УФ облучение             | Да                  |
| Срок сохранения асептики | 7 суток             |
| Характеристика материала | полимерное покрытие |
| Материал                 | металл              |
| Замок                    | Да                  |
| Лотки                    | Да                  |
| Таймер                   | Да                  |
| Внутреннее освещение     | Да                  |
| Размер                   | 1830×915×370 мм     |
| Вес                      | 65 кг               |

Дополнительные характеристики

**Вариант 2.4.** является двустворчатым шкафом, предназначенным для хранения эндоскопов. Шкаф рассчитан на хранение 4 инструментов. Прибор используется в операционных и смотровых кабинетах, а также в кабинетах эндоскопии лечебных и лечебно-профилактических учреждений всех форм собственности. Шкаф применяется для безопасного хранения простерилизованных гибких эндоскопов. Основным элементом шкафа является рециркулятор-облучатель, в основе которого находятся ультрафиолетовые бактерицидные лампы. Прибор работает полностью бесшумно. Шкаф оснащен специальными кронштейнами.

**Особенности:**

- шкаф обеспечивает процесс безопасного временного хранения предварительно простерилизованных гибких эндоскопов;

- 100% обеззараживание;
- эргономичность;
- безопасность для персонала и для пациентов;
- наличие двух режимов работы шкафа: ручного и автоматического;
- высокая экономичность;
- удобство и простота применения;
- надежность прибора.