

Шкаф для сушки и хранения эндоскопов Вариант 2.6.

ФСР 2010/08224

вмещает эндоскопов 6 шт., с УФ облучением,
сохранение асептики 7 суток, полимерное покрытие, с
замком, с лотками, таймер, внутреннее освещение

ИКЦ Вариант ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	двустворчатый
Вместимость эндоскопов	6 шт.
УФ облучение	Да
Срок сохранения асептики	7 суток
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Замок	Да
Лотки	Да
Таймер	Да
Внутреннее освещение	Да
Размер	1830×915×370 мм
Вес	65 кг

Дополнительные характеристики

Вариант 2.6. является двустворчатым шкафом, предназначенным для хранения эндоскопов. Шкаф рассчитан на хранение 6 инструментов. Прибор используется в операционных и смотровых кабинетах, а также в кабинетах эндоскопии лечебных и лечебно-профилактических учреждений всех форм собственности. Шкаф применяется для безопасного хранения простерилизованных гибких эндоскопов. Основным элементом шкафа является рециркулятор-облучатель, в основе которого находятся ультрафиолетовые бактерицидные лампы. Прибор работает полностью бесшумно. Шкаф оснащен специальными кронштейнами.

Особенности:

- шкаф обеспечивает процесс безопасного временного хранения предварительно простерилизованных гибких эндоскопов;

- 100% обеззараживание;
- эргономичность;
- безопасность для персонала и для пациентов;
- наличие двух режимов работы шкафа: ручного и автоматического;
- высокая экономичность;
- удобство и простота применения;
- надежность прибора.