

Шкаф гардеробный Артинокс AR-A21

ФСЗ 2010/06386

одностворчатый, закрытый, металл, напольный, с замком, размеры 500×500×1770 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вид	закрытый
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	Да
Замок	Да
Дверцы	Да
Полки	Да
Размеры	500×500×1770 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф гардеробный AR-A21 Артинокс.
Каркас: металл в полимере;
Характеристики: распашная дверь с замком (на внутренней стороне установлено зеркало), 2 полки, держатель для вешалок, вертикальная разделительная шторка (кожзаменитель).
Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 500×500×1770.