

Шкаф гардеробный Артинокс AR-A23

ФСЗ 2010/06386

трехстворчатый, закрытый, металл, напольный, с замком, размеры 1460×500×1770 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	трехстворчатый
Вид	закрытый
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	Да
Вешалка-штанга	Да
Замок	Да
Дверцы	Да
Полки	Да
Размеры	1460×500×1770 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф гардеробный AR-A23 Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

Три секции, в каждой: распашная дверь с замком (на внутренней стороне установлено зеркало), 2 полки , держатель для вешалок, вертикальная разделительная шторка (кожзаменитель).

Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 1460×500×1770.