


Шкаф медицинский Офисный комфорт МШ

ФСЗ 2012/12961

закрытый / витрина / открытый, универсальный,
материал дерево, напольный, регулируемые ножки,
без замка, без сейфа, размеры 400×450×1900 /
800×450×1900 мм

Компания офисный комфорт СООО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина / открытый
Тип	одностворчатый / двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	дерево
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	400×450×1900 / 800×450×1900 мм

Дополнительные характеристики

- Шкаф-витрина МШ 53/1: 400×450×1900 мм.
- Шкаф МШ 54/1: 400×450×1900 мм.
- Шкаф МШ 55/1: 400×450×1900 мм.
- Шкаф-витрина МШ 57/1: 800×450×1900 мм.
- Шкаф МШ 58/1: 800×450×1900 мм.
- Шкаф МШ 59/1: 800×450×1900 мм.

