

Шкаф ламинарный BA-Safe 1,5

РЗН 2018/7505

2 класс защиты, фильтр HEPA H14, нержавеющая
сталь / закаленное стекло, лампы 4×10 Вт

Белаквилон ОДО, Беларусь



Характеристики

Класс защиты	2
Фильтр	HEPA H14
Материал	нержавеющая сталь / закаленное стекло
Лампы дневного света	4×10 Вт
Розетки	2 шт.
Монитор	Да
УФ лампа	Да
Размеры	1668.5×766.2×1506.6 мм

Дополнительные характеристики

Ламинарный шкаф микробиологической безопасности предназначен для уменьшения риска заражения оператора во время работы с опасными или потенциально опасными микроорганизмами и защиты образца, является результатом производства шкафов биологической защиты с учетом пожеланий пользователей. Ламинарный шкаф автоматически поддерживает требуемую скорость ламинарного воздушного потока для обеспечения необходимой чистоты среды в рабочей зоне. Во время работы воздух из помещения попадает на входную решетку. В отсеке, под рабочей зоной, он смешивается с воздухом, только что проходившим через рабочую область. Этот «отработанный» воздух вытягивается с помощью вентилятора через заднюю область ламинарного шкафа, где приблизительно 70% воздуха рециркулирует через входной HEPA-фильтр и возвращается в рабочую зону. Воздух, выходящий из ламинарного шкафа, проходит очистку на выходном HEPA фильтре.