

Шкаф марки DGM для сушки и хранения медицинских изделий DGM SS 8/1

ФСЗ 2012/12591

вмещает эндоскопов 8 шт., с УФ облучением, с системой продува, сохранение асептики 30 суток, полимерное покрытие, с замком, с лотками, есть фильтр

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	8 шт.
УФ облучение	Да
Система продува	Да
Срок сохранения асептики	30 суток
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Замок	Да
Лотки	Да
Фильтр	Да
Размер	710×790×1930 мм
Вес	187 кг

Дополнительные характеристики

DGM SS 8 является шкафом для хранения эндоскопов. Данный прибор предназначен для сушки и хранения жестких и гибких эндоскопов различных марок. Кроме того, в шкафу можно хранить самые разные инструменты медицинского назначения. Вместимость шкафа составляет 8 эндоскопов. Что касается разновидностей шкафов, данная торговая марка предполагает 2 основных спецификации: проходные и непроходные. Срок хранения изделий составляет порядка 30 суток.

Особенности:

- возможность просушки каждого канала;
- HEPA-фильтрация воздуха на обоих контурах;

- регулируемая температура сушки от значения температуры внешней среды до 40°C (защищена паролем);
- высокий уровень очистки;
- наличие металлического поддона;
- рамка и дверь шкафа являются жаростойкими;
- опционально возможна комплектация системой не прямой обработки воздуха УФО и принтером ST2;
- простота использования.