

Шкаф медицинский Артинокс AR-C / AR-93

ФСЗ 2010/06386

закрытый, универсальный, материал металл,
напольный, регулируемые / нерегулируемые ножки, с
замком, с сейфом / без сейфа, размеры
600(1000)×400(500)×1900(2000) мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый / двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые / нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	с сейфом / без сейфа
Размер	600(1000)×400(500)×1900(2000) мм

Дополнительные характеристики

Шкаф серии AR-C Артинокс.
Каркас: металл в полимере.
Двери: 2/4 шт., распашные с замком.

Технические характеристики:

Артикул	Полки	Габариты	Примечание
AR-C1	4	600×500×1900	Распашная дверь, замок с ключами
AR-C1S	4	600×500×2000	Распашная дверь, замок с ключами, ножки 100 мм
AR-C12	4	600×500×1900	Распашная дверь, замок с ключами, сейф
AR-C12S	4	600×500×1900	Распашная дверь, замок с ключами, сейф, ножки 100 мм
AR-C24	4	1000×400×1900	Распашная дверь, замок с ключами
AR-C24S	4	1000×400×2000	Распашная дверь, замок с ключами, ножки 100 мм
AR-C25	4	1000×500×1900	Распашная дверь, замок с ключами
AR-C25S	4	1000×500×2000	Распашная дверь, замок с ключами, ножки 100 мм
AR-C224	4	1000×400×1900	Распашная дверь, замок с ключами, сейф
AR-C224S	4	1000×400×2000	Распашная дверь, замок с ключами, сейф, ножки 100 мм
AR-C225	4	1000×500×1900	Распашная дверь, замок с ключами, сейф
AR-C225S	4	1000×500×2000	Распашная дверь, замок с ключами, сейф, ножки 100 мм
AR-93	4+1	920×460×1800	1 выдвижная полка, замок с ключами, 12 лотков на дверях