

Шкаф медицинский Артинокс AR-C1 / AR-C1S

ФСЗ 2010/06386

закрытый, универсальный, материал металл,
напольный, регулируемые / нерегулируемые ножки, с
замком, с сейфом, размеры 600×500×1900 (2000) мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые / нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	с сейфом
Размер	600×500×1900 (2000) мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-C12 Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

Распашная дверь с замком, 4 полки, сейф.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 600×500×1900.

Шкаф AR-C12S Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

Распашная дверь с замком, 4 полки, сейф, ножки 100 мм.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 600×500×2000.