

Шкаф медицинский Артинокс АТ-S41 / АТ-S42

ФСЗ 2010/06386

закрытый / витрина, для стерилизации, материал металл, напольный, регулируемые ножки, без замка, с сейфом, размеры 460(920)×460×1850 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый / двухстворчатый
Назначение	для стерилизации
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	без замка
Сейф	с сейфом
Размер	460(920)×460×1850 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф стерилизационный АТ-S41.
Корпус: нержавеющая сталь
Двери: 1 распашная (рамка со стеклом).
Полки: 4 шт.
Лампа УФ облучения Philips 15Вт (2шт).
Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты.
Габаритные размеры: (Ш×Г×В) - 460×460×1850 мм

Шкаф стерилизационный АТ-S42.
Корпус: нержавеющая сталь.
Двери: 2 распашные (рамка со стеклом).
Полки: 4 шт.
Лампа УФ облучения Philips 15Вт (2шт).

Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В) - 920×460×1850 мм