

Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»

РЗН 2015/3072

вмещает эндоскопов 2 шт., с УФ облучением,
сохранение асептики 7 суток, полимерное покрытие

Ферропласт Медикал ООО, Россия



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	2 шт.
УФ облучение	Да
Срок сохранения асептики	7 суток
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Размер	1925×454×370 мм
Вес	21 кг

Дополнительные характеристики

Шкафы для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»-01, одностворчатые, предназначены для длительного хранения гибких эндоскопов различного назначения после процесса дезинфекции высокого уровня или стерилизации, в условиях обеззараживания циркулирующего воздушного потока внутреннего объема шкафа методом воздействия ультрафиолетового излучения. Шкафы используются совместно с рециркуляторами производства ООО «Ферропласт Медикал», модели РБ-07-«Я-ФП» и РБ-18-«Я-ФП»-02. Шкаф позволяет хранить 2 гибких эндоскопа одновременно. Технология обеззараживания воздуха безопасна для эксплуатирующего персонала и обеспечивает постоянную готовность к работе эндоскопов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.