


Шкафы медицинские Медин МШ-1-01-07 / 2-01-07

РЗН 2015/2798

закрытый, для документов / для инструментов / для
медикаментов / для расходных материалов / для
хозяйственного инвентаря, материал металл,
напольный, регулируемые ножки, с замком / без
замка, с сейфом / без сейфа, размеры 455×460×1850 /
900×460×1850 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый / двухстворчатый
Назначение	для документов / для инструментов / для медикаментов / для расходных материалов / для хозяйственного инвентаря
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	экологически чистые полимерные краски
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком / без замка
Сейф	с сейфом / без сейфа
Дополнительная нагрузка на полку	15 кг
Размер	455×460×1850 / 900×460×1850 мм

Дополнительные характеристики

Назначение: для хранения медикаментов / лекарственных препаратов / инструмента / перевязочных
материалов, а также хозяйственного инвентаря и принадлежностей / одежды .

Применение: в больничных отделениях / поликлиниках / медицинских пунктах / аптеках.

Конструктивные особенности:

- жесткая конструкция из оцинкованной конструкционной стали;
- шкаф окрашен экологически чистыми полимерными красками;
- шкаф изготовлен с минимальным применением сварки, что уменьшает появление очагов коррозии;
- шкаф устойчив к влиянию влаги, колебаниям температуры, к возгоранию;
- поверхности шкафа позволяют проводить многократную санитарную обработку и дезинфекцию средствами на альдегидной основе без ущерба их качеству;
- устройство шкафа обеспечивает хороший доступ к внутреннему объему;
- дверь (двери) открывается на 180°;
- дверь запирается ключом замка с двухсторонним запирающим;
- замок и его поворотные штанги расположены на внутренней стороне двери;
- отсеки снабжены регулируемыми по высоте полками;
- полки также выполнены из оцинкованной конструкционной стали и окрашены экологически чистыми полимерными красками;
- шкаф имеет регулируемые опоры для удобства выставления устойчивого положения шкафа даже на неровном полу.

Однодверные шкафы Медин МШ

Габариты (ш×г×в): 455×460×1850 мм



МШ-1-01: пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсеки фиксированной полкой, под которой закреплен дополнительный выдвижной столик, на внутренней стороне двери закреплены не менее 3-х лотков.

МШ-1-02: пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсеки фиксированной полкой, на которой закреплен сейф для хранения медикаментов группы А и Б. Под полкой закреплен дополнительный выдвижной столик, на внутренней стороне двери закреплены не менее 3-х лотков.

МШ-1-03: внутри шкафа две металлические, регулируемые по высоте полки - вверху и внизу. Под верхней полкой предусмотрена перекладина для одежды.

МШ-1-04: пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсеки полкой. Дверь шкафа с остеклением для верхнего и нижнего отсеков.

МШ-1-05: пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсеки фиксированной полкой, под которой закреплен дополнительный выдвижной столик. Дверь шкафа с остеклением для верхнего отсека.

МШ-1-06: внутри шкафа две металлические, регулируемые по высоте полки - вверху. Под верхними полками предусмотрена перекладина для одежды.

МШ-1-07: верхняя часть шкафа имеет дверь со стеклом. Нижняя часть шкафа оборудована выдвижными ящиками полного выдвижения.

Двухдверные шкафы Медин МШ

Габариты (ш×г×в): 900×460×1850 мм



МШ-2-01: пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсеки фиксированной полкой. Под полкой закреплен дополнительный выдвижной столик.

МШ-2-02: пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсеки фиксированной полкой, на которой закреплен съемный сейф для хранения медикаментов группы А и Б. Под полкой закреплен дополнительный выдвижной столик.

МШ-2-03: пространство шкафа разделено внутренней перегородкой. В каждой секции шкафа по две полки - вверху и внизу, под верхними полками - перекладины для одежды. Полки металлические, регулируются по высоте.

МШ-2-04: пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсеки фиксированной полкой. Двери шкафа с остеклением для верхнего и нижнего отсеков. Полки металлические, регулируются по высоте.

МШ-2-05: пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсеки фиксированной полкой, под которой закреплен дополнительный выдвижной столик. Верхние части дверей шкафа выполнены со стеклом для верхнего отсека.

МШ-2-06: пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсеки фиксированной полкой, отсеки снабжены регулируемыми по высоте полками.

МШ-2-07: верхняя часть шкафа имеет двери со стеклом. Нижняя часть шкафа оборудована ящиками полного выдвижения.