

Шкаф медицинский Медин МШ-1-03

РЗН 2015/2798

одностворчатый, закрытый, металл, напольный, с замком, размеры 455×460×1850 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вид	закрытый
Материал	металл
Характеристика материала	оцинкованная конструкционная сталь / экологически чистые полимерные краски
Способ крепления	напольный
Ножки	Да
Замок	Да
Дверцы	Да
Полки	Да
Регулирование расстояния между полками	Да
Дополнительная нагрузка на полку	15 кг
Размеры	455×460×1850 мм
Масса	40 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф устойчив к влиянию влаги, колебаниям температуры, к возгоранию. Внутри шкафа две металлические, регулируемые по высоте полки - вверху и внизу. Под верхней полкой предусмотрена перекладина для одежды. Общая допустимая нагрузка на шкаф - 50 кг, в том числе на перекладину - 10 кг. Размеры полок: нижняя - 450х400 мм, регулируемые - 450х350 мм.