


Шкаф медицинский Медин МШ-2-03

РЗН 2015/2798

двухстворчатый, закрытый, металл, напольный, с замком, размеры 900×460×1850 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                    | двухстворчатый                                                             |
| Вид                                    | закрытый                                                                   |
| Материал                               | металл                                                                     |
| Характеристика материала               | оцинкованная конструкционная сталь / экологически чистые полимерные краски |
| Способ крепления                       | напольный                                                                  |
| Ножки                                  | Да                                                                         |
| Вешалка-штанга                         | Да                                                                         |
| Замок                                  | Да                                                                         |
| Дверцы                                 | Да                                                                         |
| Полки                                  | Да                                                                         |
| Полка для головных уборов              | Да                                                                         |
| Регулирование расстояния между полками | Да                                                                         |
| Дополнительная нагрузка на полку       | 15 кг                                                                      |
| Размеры                                | 900×460×1850 мм                                                            |
| Масса                                  | 70 кг                                                                      |

Дополнительные характеристики

Пространство шкафа разделено внутренней перегородкой. В каждой секции шкафа по две полки - вверху и внизу, под верхними полками - перекладины для одежды. Двери открываются на 180°. Шкаф устойчив к влиянию влаги, колебаниям температуры, к возгоранию. Размеры полок: нижние - 435×400 мм, регулируемые - 435×350 мм. Общая допустимая нагрузка на шкаф - 100 кг, в том числе на перекладину - 10 кг.