

Шкаф медицинский Айболит ШМ 1.101

ФСР 2007/00393

закрытый, для медикаментов / для медицинских приборов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×300×1760 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для медицинских приборов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×300×1760 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 1.101 закрытый 1-створчатый

Размеры: 500×300×1760 мм.

Данный шкаф представляет собой эргономичную и экономящую пространство модель медицинской мебели. Предназначен для установки в небольших административных помещениях или кабинетах врачей, смотровых и процедурных. В нем можно хранить **лекарства, расходные материалы, небольшое оборудование и инструменты.**

Эта модель состоит из двух расположенных одна над другой секций. Верхняя вмещает две полки, нижняя - одну. Оба отсека снабжены прочными, запирающимися на замок дверцами из стали. Это позволяет защитить наркотические, психотропные препараты, прекурсоры, ценное оборудование, документацию конфиденциального типа от несанкционированного доступа.

Корпус шкафа типа ШМ изготовлен из листовой стали при помощи сварки. В наличии регулируемые ножки, которые придают конструкции максимальную устойчивость. Покрытие - износостойкое, моющееся, порошково-полимерное.