

Шкаф медицинский Айболит ШМ 1.102

ФСР 2007/00393

закрытый / витрина, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×300×1760 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×300×1760 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 1.102 1-створчатый.

Размеры: 500×300×1760 мм.

Современная эргономичная модель медицинского шкафа, которая подходит для размещения в любых помещениях клиник, аптек, и других заведений медико-санитарного типа. Изделие предназначено для хранения лекарств и/или расходных материалов.

Отличительные особенности этой модели - наличие одной обозреваемой секции (верхней) и одной закрытой (нижней). Верхний отсек оборудован 2 полками и дверцей из стека на магните. Медицинскому персоналу

всегда хорошо видно что и в каких количествах находится на полках. Второй отсек имеет 1 полку и дверцу из стали, которая закрывается на замок. Поэтому там можно хранить предметы, доступ к которым должен быть ограничен.

Как и лабораторные шкафы, корпус мебели изготовлен из высококачественной стали которая обеспечивает прочность, надежность и долговечность конструкции. Также предусмотрены ножки, которые можно регулировать, обеспечивая устойчивость корпуса. Шкаф покрыт специальной краской, поэтому его можно мыть и дезинфицировать как внутри, так и снаружи.