

Шкаф медицинский Айболит ШМ 1.201

ФСР 2007/00393

закрытый, для медикаментов / для медицинских приборов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 600×400×1860 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для медицинских приборов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	600×400×1860 мм
Вес	40 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 1.201 1-створчатый.

Размеры: 600×400×1860 мм.

Вес: 40 кг.

Эта модель медицинского шкафа одна из самых надежных по безопасности на уровне с лабораторными шкафами. Занимает мало места в помещении и предназначена для удобного, надежного хранения медикаментозных препаратов и малогабаритного оборудования, инструментов и расходных материалов. Изделие может быть установлено в помещениях всех заведений медико-санитарного типа.

Модель имеет в наличии две расположенные вертикально секции. Верхняя оборудована 3 полками, нижняя 1. Обе дверцы изготовлены из высокопрочной стали, оснащены замками для ограничения доступа посторонних к содержимому шкафа.

Каркас изделия изготовлен из стали, толщина которой - 0.8 мм. Для стабильности и устойчивости конструкция оснащена 4 регулируемыми ножками.

Покрытие мебели защищает ее от воздействия негативных внешних факторов. Благодаря порошково-полимерной краске на каркасе изделие не имеет ограничений для проведения частых санитарных обработок.