

Шкаф медицинский Айболит ШМ 1.202

ФСР 2007/00393

закрытый / витрина, для медикаментов / для
расходных материалов, материал металл, напольный,
регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры
600×400×1860 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	600×400×1860 мм
Вес	40 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 1.202 1-створчатый.

Размеры: 600×400×1860 мм.

Вес: 40 кг.

Данная модель медицинской мебели сочетает в себе оптимальные габариты и значительную вместительность. Она может быть установлена в помещениях больницы, клиник, санаториев, аптек. Предназначается для удобного и надежного хранения предметов, которые использует медицинский персонал: лекарства, расходные материалы, инструменты и спецоборудование.

Шкаф разделен на две секции, которые располагаются вертикально одна над другой. Верхний отсек имеет три стеклянных полки и такую же створку с магнитным фиксатором. Нижний отсек представляет собой разделенное одной полкой пространство, которое скрыто от посторонних глаз стальной дверцей, закрывающейся на замок.

Медицинская мебель имеет прочный стальной каркас, который изнутри и снаружи покрыт износостойким полимерно-порошковым покрытием. Корпус можно мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами.