

Шкаф медицинский Айболит ШМ 1.301

ФСР 2007/00393

закрытый, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, нерегулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×400×1900 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×400×1900 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 1.301 закрытый 1-створчатый.

Размеры: 500×400×1900 мм.

Медицинский шкаф относится к специальному оборудованию лечебных учреждений. Используется для хранения и выдачи лекарственных препаратов и медицинских материалов. Шкаф используется для хранения таблетированных и ампульных препаратов и средств медицинского назначения. Возможность запирания на ключ позволяет хранить большое количество медикаментов.

Корпус состоит из внешних дверей и внутренних полок. Конструкция изделия сварная из стали толщиной 0.8 мм. Покрытие корпуса выполнено способом порошковой покраски с добавлением полимерных материалов, белого цвета. Дверцы отличаются по цвету, модели в данной линии представлены белым, голубым и зеленым цветами.

Верхняя часть состоит из 3 стальных полок с возможной регулировкой расстояния между ними, закрываются створкой с ключом. Нижняя часть имеет 1 стальную полку, дверца также запирается на ключ. Каждая дверца оснащена 1 ручкой.