

Шкаф медицинский Айболит ШМ 1.302

ФСР 2007/00393

закрытый / витрина, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, нерегулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×400×1900 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	листовая сталь 0.8 мм
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×400×1900 мм
Вес	65 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 1.302 1-створчатый

- Размеры: 500×400×1900 мм.
- Вес: 65 кг.
- Цвет дверей: белый, голубой (RAL 5024), светло-зеленый (RAL 6019).
- Цвет корпуса: белый.

Шкаф относится к специальному оборудованию для лечебных учреждений. Используется для хранения и выдачи лекарственных препаратов и медицинских материалов.

Шкаф небольшого размера, состоит из внешних створок и внутренних полок. Одностворчатый шкаф сделан из 0,8 мм листовой стали, покрытие выполнено способом порошковой покраски с добавлением полимерных материалов, белого цвета. Дверцы в нижней части отличаются от корпуса цветом, в данной модели представлены белым, голубым и зеленым цветом. Компактность изделия позволяет устанавливать даже в маленьких кабинетах, хорошо поддается санитарной обработке.

Шкаф разделен на 2 секции. Верхняя часть состоит из 3 стеклянных полок, закрывается на дверцу из стекла, что позволяет хранить препараты, которые не требуют защиты от света или расходный материал. Нижняя часть состоит из 1 стальной полки, дверца запирается на ключ. Используется для хранения дорогостоящих препаратов.