

Шкаф медицинский Айболит ШМ 1.304

ФСР 2007/00393

витрина, для медикаментов / для медицинских приборов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×400×1900 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для медицинских приборов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×400×1900 мм
Вес	75 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 1.304 (витрина) 1-створчатый.

Каркас: сварная конструкция из листовой стали.

Покрытие: полимерно-порошковое

Размеры: 500×400×1900 мм.

Вес: 75 кг.

Цвет корпуса: белый.

Полки: 5 шт.

Основные особенности:

Медицинский шкаф одностворчатый, односекционный предназначен для хранения предметов, которые необходимы в процессе ежедневной работы. Это могут быть и медикаменты, и расходные материалы, и малогабаритное оборудование. Изделие может быть установлено в любом заведении медико-санитарного типа.

Данная мебель для больниц имеет одну вертикальную секцию, которая закрывается высокой стеклянной дверцей. Створка обрамлена рамкой из алюминиевого сплава. Внутри секции есть 5 стеклянных полок, высоту расположения которых можно регулировать на свое усмотрение.

Конструкция изделия продумана таким образом, чтобы максимально упростить в нем дезинфекционную обработку.

Корпус шкафа установлен на ножки, которые можно регулировать, нивелируя неровности пола. Ножки позволяют проводить сухую и влажную уборку под мебелью в помещении.