

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-1Н-01

РЗН 2016/5088

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 525×500×1850 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	525×500×1850 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ-1Н-01 Белмедматериалы.
Шкаф одностворчатый двухмодульный металлический из тонколистовой стали.

Верхние двери стеклянные. Нижние двери и полки металлические. Двери с замком. Высокие регулируемые опоры.

Возможна комплектация:
-лотками, установленными на нижних дверях.

Габаритные размеры, мм:
длина: 500
ширина: 480

ширина: 515 (с ручкой)

высота: 1850

Размеры корпуса, мм:

длина: 500

ширина: 460