

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-1Н-02

РЗН 2016/5088

закрытый, универсальный, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×480×1850 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×480×1850 мм

Дополнительные характеристики

Двери и полки – металлические. Двери с замком. Регулируемые опоры. Возможна комплектация лотками и сейфом.