

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-1Н-03

РЗН 2016/5088

закрытый, универсальный, материал металл,
напольный, регулируемые / нерегулируемые ножки, с
замком, с сейфом, размеры 525×515×1850 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые / нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	с сейфом
Размер	525×515×1850 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ-1Н-03

Шкаф одностворчатый двухмодульный металлический из тонколистовой стали.
Двери и полки металлические. Двери с замком. Высокие регулируемые опоры (или без опор - 1-модульный вариант).

Возможна комплектация:

- лотками, установленными на дверях;
- сейфом.

Габаритные размеры, мм:

длина: 525
ширина: 515

высота: 1850

Размеры корпуса, мм:

длина: 525

ширина: 480