

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-1Н-05

РЗН 2016/5088

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, навесной, нерегулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×495×1850 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Способ крепления	навесной
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×495×1850 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф одностворчатый металлический верхний (антресоль). Дверь и полка - стеклянные. Дверь с замком.