

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-1Н-06 (А) аптечный

РЗН 2016/5088

закрытый, для медикаментов, материал металл,
навесной, нерегулируемые ножки, с замком, без
сейфа, размеры 300×200×400 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	300×200×400 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ-1Н-06(А) аптечный

Шкаф предназначен для размещения лекарственных средств и медицинских изделий. Используется на предприятиях, в организациях или учреждениях.

Шкаф металлический из тонколистовой стали. Дверь, перегородка и полка металлические. Дверь с замком.

На задней стенке - два отверстия, для размещения шкафа на стене.

Габаритные размеры, мм.:

длина: 300
ширина: 200
высота: 400