

Шкаф медицинский Айболит ШМ 2.102

ФСР 2007/00393

закрытый, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 700×300×1760 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	700×300×1760 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 2.102 2-х створчатый

Размеры: 700×300×1760 мм

□

Эта модель медицинского шкафа сочетает в себе функциональность, надежность, вместительность и удобство пользования. Предназначается для оборудования широкого спектра помещений медицинских учреждений. Изделие используется для хранения лекарств, перевязочных, шовных и других видов расходных материалов.

Особенности модели:

- верхняя секция - вмещает 2 широких стеклянных полки. Оснащена 2 дверцами на магнитных фиксаторах из этого же материала.

- нижний отсек - оборудован 1 стальной полкой. Створок из стали также 2, на одной из них есть замок, который позволяет запереть все содержимое отсека на ключ.
- корпус изделия - стальной, оборудован ножками с возможностью регулировки. Это позволяет конструкции стоять устойчиво.

Вся поверхность мебели, за исключением стеклянных элементов, покрыта износостойким порошково-полимерным покрытием. Это обеспечивает продолжительный срок ее эксплуатации. Стенки и полки изделия можно мыть, подвергать дезинфекции.