

Шкаф медицинский Айболит ШМ 2.201

ФСР 2007/00393

закрытый, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 800×400×1860 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	800×400×1860 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 2.201 2-х створчатый
Размеры: 800×400×1860 мм

Данная модель медицинской мебели обеспечит надежную сохранность медикаментов, расходных материалов, а также инструментов, техники и прочих аксессуаров, которые предназначены для ежедневного выполнения профессиональных обязанностей медицинского персонала. Изделие может быть установлено в складских, административных и функциональных помещениях учреждений здравоохранения.

Модель ШМ-2.201 отличается большой вместительностью наряду с высокой степенью защиты содержимого шкафа.

Изделие состоит из 2 независимых друг от друга отсеков, каждый из которых запирается двумя стальными створками на замок. В верхней секции есть 3 полки, а в нижней – 1.

Сам каркас мебели выполнен из высокопрочной стали, оборудован ножками, которые можно регулировать, придавая конструкции устойчивость даже в условиях неровности напольного покрытия. Все стальные элементы покрыты износостойкой краской. Поверхность можно протирать, мыть, подвергать санитарной обработке.