

Шкаф медицинский Айболит ШМ 2.202

ФСР 2007/00393

закрытый / витрина, для документов / для инструментов / для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 800×400×1860 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	для документов / для инструментов / для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	800×400×1860 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 2.202 2-х створчатый
Размеры: 800×400×1860 мм

Вместительная и надежная мебель для больниц, которую можно устанавливать в любых помещениях мед. учреждений. Особенно там, где требуется соблюдать тщательный контроль над рецептурными медикаментами или ценным оборудованием. Используется для хранения лекарств, рабочей документации, расходных материалов, инструментов.

Шкаф делится на два независимых отсека:

Верхний: 3 регулируемые полки и 2 стеклянные дверцы на магнитах. Содержимое секции хорошо просматривается.

Нижний: 1 стальная полка и 2 запирающиеся на замок стальные створки, которые надежно спрячут содержимое секции.

Каркас шкафа типа шм оборудован ножками, которые можно «подкручивать», сглаживая неровности пола и придавая устойчивость мебели. Ножки также позволяют делать качественную влажную уборку в помещении. Конструкция **изготовлена из стали при помощи сварного шва**. Покрытие - устойчивая к частым дезинфекциям краска на полимерно-порошковой основе.