

Шкаф медицинский Айболит ШМ 2.304

ФСР 2007/00393

витрина, для инструментов / для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 800×400×1900 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	800×400×1900 мм
Вес	80 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 2.304 (витрина) 2-х створчатый.

Размеры: 800×400×1900 мм.

Вес: 80 кг.

Цвет корпуса: белый.

Основные особенности:

Медицинский шкаф ШМ-Айболит – это двухстворчатая модель медицинской мебели, которая может быть установлена в административных, лабораторных, процедурных, смотровых помещениях мед. учреждений. Очень вместительна и удобна для хранения медикаментозных препаратов, инструментов, перевязочных и шовных материалов. А также перчаток, шприцов, катетеров.

Изделие представляет собой одну обширную секцию, которая делится на зоны при помощи пяти регулируемых по высоте полок. Отсек закрывается двумя стеклянными створками, которые позволяют обозревать внутреннее наполнение. Полки выполнены из высокопрочного стекла.

Каркас шкафа типа ШМ сделан из сварной стали (0.8 мм) и покрыт специальной износостойкой краской.

Продуманная конструкция изделия, а также наличие регулируемых ножек позволяют с легкостью проводить санобработку – как внутри шкафа, так и снаружи, и под ним.