

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-2П-01

РЗН 2016/5088

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 1000×500×1850 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	1000×500×1850 мм

Дополнительные характеристики

Верхние двери и полки – стеклянные. Нижние двери и полки - металлические. Верхние двери и нижняя правая дверь с замком. Высокие (съемные) регулируемые опоры. Возможна комплектация: - лотками, установленными на нижних дверях / - низкими регулируемыми опорами.