

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-2П-02

РЗН 2016/5088

закрытый, универсальный, материал металл,
напольный, регулируемые ножки, с замком, с сейфом,
размеры 1000×495×1725 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	с сейфом
Размер	1000×495×1725 мм

Дополнительные характеристики

Двери и полки – металлические. Правые верхняя и нижняя двери с замком. Регулируемые опоры. Возможна комплектация сейфом, лотками, установленными на дверях.