

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-2П-03

РЗН 2016/5088

закрытый, универсальный, материал металл,
напольный, регулируемые ножки, с замком, с сейфом,
размеры 1000×515×1850 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	с сейфом
Размер	1000×515×1850 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ-2П-03

Шкаф двухстворчатый двухмодульный металлический из тонколистовой стали.

Двери и полки металлические. Двери с замком. Высокие регулируемые опоры.

Возможна комплектация:

- лотками, установленными на верхних дверях;
- сейфом.

Габаритные размеры, мм:

длина: 1000
ширина: 515

высота: 1850

Размеры корпуса, мм:

длина: 1000

ширина: 480