

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-2П-04 (У)

РЗН 2016/5088

закрытый, для хозяйственного инвентаря, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×500×1850 мм



Белмедматериалы СЗАО, Беларусь

Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для хозяйственного инвентаря
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×1850 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ-2П-04 Белмедматериалы (для уборочного инвентаря) одностворчатый на высоких регулируемых опорах, изготовлен из тонколистовой стали.

Основные особенности: дверь металлическая, с замком. Верхнее отделение для размещения хоз. средств. В шкафу имеются кронштейны для размещения ведер и швабр.

Размер: 500х535.

Шкаф покрыт полимерной краской, стойкой к обработке дезинфицирующими средствами, температурному и физическому воздействию.

Габаритные размеры, мм.:

длина: 500

ширина: 500

ширина с ручкой: 535

высота: 1850