

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-2П-05

РЗН 2016/5088

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, навесной, нерегулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 1000×495×500 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	1000×495×500 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф двухстворчатый металлический верхний (антресоль). Дверь и полка - стеклянные. Правая дверь с замком.