

Шкаф медицинский СТРУМ Н5/А кат. № 420 004 для посуды

РЗН 2017/5288

закрытый, для посуды, материал металл, навесной,
без замка, без сейфа, размеры 900×350×600 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для посуды
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	900×350×600 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф с металлическими дверями. Имеет поддон для сбора излишков воды, нижнюю решетку для сушки тарелок, верхнюю решетку для сушки кружек и стаканов.

Шкаф Н5/А кат. № 420 004: нержавеющая сталь.

Габариты:

- ширина - 900 мм;
- глубина - 350 мм;
- высота - 600 мм.