

Шкаф медицинский СТРУМ Н5/А кат. № 420 007

РЗН 2017/5288

закрытый, для инструментов / для медикаментов,
материал металл, навесной, с замком, без сейфа,
размеры 1000×300×460 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	1000×300×460 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х полочный с одной регулируемой полкой; с металлическими дверями (с замком).

Габариты:

- ширина - 1000 мм;
- глубина - 300 мм;
- высота - 460 мм.

Шкаф Н5/А кат. № 420 007: нержавеющая сталь с полимерным покрытием.