

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/А1 кат. № 450 005

РЗН 2017/5288

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×450×1970 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×450×1970 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, со стеклянной и металлической (с замком) дверями. Верхний модуль 4-х полочный с 3-мя регулируемыми полками с шагом 140 мм; нижний - 2-х полочный с одной регулируемой полкой с шагом 105 мм.

На высоких опорах:

- ширина - 500 мм;
- глубина - 450 мм;
- высота - 1970 мм.

Шкаф ШМ/А1 кат.№ 450 005: нержавеющая сталь.